

CAMILLA ELÉCTRICA BOBATH - 100

Subir y bajar al paciente de la forma más fácil.

Nuestras camillas Bobath, son únicas en permitir la inclinación y en conseguir la mínima altura, todo pensando en aportar comodidad a su trabajo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Regulación de altura e inclinación mediante mando de mano único.

Inclinación +/- 18°.

Altura regulable: 40 - 80 cm.

Movimiento totalmente vertical, para ocupar mínimo espacio del local.

Ancho estándar: 100 cm. Otros anchos superiores, bajo pedido.

Longitud estándar: 195 cm. Otras longitudes, bajo pedido.

Estructura esmaltada con epoxi para lograr superficie anti rayaduras.

Nivelador ajustable para evitar los pequeños desniveles.

Relleno de espuma de 5 cm de grosor y densidad 30 kg. Otro relleno bajo pedido.

Polipiel ignífuga de categoría M2, anti bactericida, anti moho, anti rayos UV, retardante de llama.

Parte inferior con patas que dan la posibilidad de inserción de grúa para movilizar al paciente.

Peso del artículo: 70 kg.

Peso máximo soportado: 200 kg.

* ACCESORIOS OPCIONALES

Mando de pie un motor, en sustitución del mando de mano.

Portarrollos.

* Si desea incorporar a la camilla alguna característica especial que no se encuentre en esta lista, no dude en contactar con nosotros. Le informaremos sin compromiso.

