

## POSTURER

### Sistema de anclaje e inclinación para silla de ruedas

Evita los incómodos traslados a través de la inclinación y elevación simultánea y automática, que permiten conseguir la posición ergonómica ideal para profesional y usuario.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso del equipo: 40 kg.

Carga de trabajo: 135 kg.

Fuente de energía: 220 voltios AC.

Control: botonera manual única de 4 interruptores.

Tipo de interruptor: pulsador de bajo voltaje.

Altura del respaldo: ajustable 200 mm.

Dimensiones del equipo:

· Ancho: regulable: 470 / 740 mm.

· Longitud total: 1.200 mm.

· Altura máxima: 1.200 mm.

· Regulación en altura: 400 mm.

· Regulación en inclinación: 83°.

Acabado: con pintura epoxi en polvo.

Color: estándar RAL 9002. Otro bajo pedido.

Tapizado: espuma de alta densidad, recubierta de polipiel (color a elegir).



#### DIMENSIONES Y POSICIONES MÁXIMAS DE ELEVACIÓN E INCLINACIÓN

